

EsCoWORKS® E S D

ELECTRO **S**TATIC **D**ISCHARGE

ESD-fähiges Einlagensystem

Mit dem EsCoWORKS®ESD Programm steht Ihnen ein umfassendes Einlagensystem zur Verfügung, das den technischen Anforderungen der DGUV 112-191 (bisher BGR 191) für Einlagentechnik entspricht. Alle Systeme erfüllen die technischen Anforderungen an die Leitfähigkeit in der Toleranz von 75 K. Ohm bis 35 M. Ohm.

Das EsCoWORKS Lieferprogramm ist auf bestimmte orthopädische Indikationen abgestimmt.

Wir verweisen auf die 8. Prod.SV i.V. mit der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für persönliche Schutzausrüstungen 89/686/ EWG. „Die individuelle Orthopädie am Fuß ist mit einer wesentlichen Veränderung der Einlagenkomponenten und somit am Schuh verbunden. Um gesetzeskonform zu versorgen, ist die individuelle Baumusterprüfung die Folge.“

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch!

Kostenübernahme:

Wenn die Gefährdungsanalyse eines Arbeitsplatzes die Notwendigkeit einer „Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)“ ergibt, ist der Arbeitgeber grundsätzlich für die Bereitstellung der PSA verantwortlich – jedoch nicht für die Kosten des orthopädisch angepassten Fußschutzes. Die Träger der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe am Berufsleben sind hierfür die Kostenträger.



Wir garantieren Ihnen durch Einzelprüfung und eine Zertifikat die ESD-Leitfähigkeit.

Bestell - Nr.	Produktinformation	Größen
 180022-10001 181022-10001 181012-10001 180022-10002 181022-10002 181012-10002 180022-10003 181022-10003 181012-10003 180022-10004 181022-10004 181012-10004	<p>esco medcare </p> <p>Basis: EsCombine</p> <p>Ausführung: langsohlig, mit Longitunal-Decke, <i>blau</i></p> <p>STANDARD 1 - ohne Pelotte fest verklebt</p> <p>STANDARD 2 - mit Pelotte fest verklebt, verstärkt</p> <p>MODUL 1 - vorne offen Vorfuß-Pad und Pelotte - <i>l o s e</i></p> <p>MODUL 2 - alle Bauteile lose Basis, TECHNOGEL®-Pads, Pelotte, Decke</p> <p><i>DAMEN-MODELL</i></p> 	35 - 39 35 - 50 35 - 43 35 - 39 35 - 50 35 - 43 35 - 39 35 - 50 35 - 43 35 - 39 35 - 50 35 - 43
 801222-10000 801222-10001 811222-10000 811222-10001	<p>esco medcare  SOFT</p> <p>Weichschaum mit Fersenspornausstanzung und 2-fachem Nutzen ! Die Spannungsableitung erfolgt über das Fersenpad. Dieses Fersenpad kann gleichzeitig auch als Fersensporn-Polster genutzt werden.</p> <p>Ausführung: langsohlig, mit Longitunal-Decke, <i>blau</i></p> <p>TECHNOGEL® Pads, Gummi Pelotte</p> <p>DYNOFORM, weiß, 35 Shore A, fest verklebt</p> <p>DYNOFORM, weiß, 35 Shore A, vorne offen</p> <p>SUPERFORM, blau, 45 Shore A, fest verklebt</p> <p>SUPERFORM, blau, 45 Shore A, vorne offen</p> 	35 - 49 35 - 49 35 - 49 35 - 49

Bestell - Nr.	Produktinformation	Größen
 840032-10000	<p>EsCoWORKS® Basis ESD Ausführung: langsohlig, mit ANTI-STATIC-Decke, anthrazit Gummi Pelotte -lose - Thermofix®, 50 Shore A, 5 mm, schwarz</p> 	35 - 47
830032-10000	<p>EsCoWORKS® Propriozeptiv ESD Ausführung: langsohlig, mit ANTI-STATIC-Decke, anthrazit Thermofix®, schwarz, 50 Shore A, mit loser Decke</p> 	35 - 47
820032-10000	<p>EsCoWORKS® RigiTec ESD Hallux rigidus - Versorgung Ausführung: langsohlig, mit Longitunal-Decke, anthrazit Gummi Pelotte -lose - Unterbau mit starrem Kern 2,0 mm Thermofix®, schwarz, 50 Shore A, mit loser Decke</p> 	35 - 47
<p>Wir garantieren Ihnen durch Einzelprüfung und ein Zertifikat die ESD-Leitfähigkeit.</p>		
Katalog 2015		



EsCoWORKS® E S D

ELECTRO STATIC DISCHARGE

Spezial - Material *antistatisch*

<u>Bestell Nr.</u>	<u>Produktinformation</u>	<u>Größen</u>
2302	TECHNOGEL® Vorfuß-Polster 2mm 30x21 cm	
2303	TECHNOGEL® Fersen-Polster 3mm 30x21 cm	
2305	THERMOFIX® 5mm, schwarz	730x1400 mm
2306	THERMOFIX® 5mm, schwarz	30x21 cm
000022-10041	ESD-DECKE, blau, mit 4 mm Polster und esco medcare Logo	auf Größe gestanzt
1720	ANTI-STATIC Material, anthrazit	1400x1000 mm
2307	LONGITUAL-Polstermaterial 4mm	36x13,5 cm
000022-10046	WORKS-Decke, anthrazit mit Polster 4 mm, schwarz	auf Größe gestanzt
2277	SPEZIAL-Kleber Verbrauch ca. 2,5 kg / 100 Paar	Gebinde 640 g Gebinde 4,0 kg
2244	SPEZIAL-Verdünnung	5 ltr. Kanister
2280		1 ltr. Kanister 0,8 kg
2310	OT – Starterpaket. Bestehend aus: TECHNOGEL® 2 und 3 mm, Longitual-Polster Kleber 640 g und Verdünnung 1 ltr. Kanister / 0,8 kg THERMOFIX 30 x 21 cm	

ACHTUNG !! GARANTIEVERLUST!!
**Die verwendeten Materialien und Kleber dürfen nicht verändert
oder durch andere ersetzt werden**

Detaillierte Verarbeitungsrichtlinien stellen wir Ihnen AUF ANFORDERUNG zur Verfügung

www.esco-orthopaedie.com